

**Tutte le maschere sono realizzate con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:**

- I materiali non rivestiti sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- I livelli di costruzione altamente traspirante rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- Orecchio super morbido Loop rende comodo indossare per molto tempo

## **clip per il naso**

Ponte naso regolabile,

## **cinturino auricolare elastico morbido**

High Eaur Ear Gancio per orecchie orecchie per un lungo periodo.

## **Autorità**

test a prova di acqua, più traspirante

## **Piega design**

Facile da ricevere

### **Prodotto Specifiche:**

Nome	Maschera facciale KF94 monouso
<b>Materiale del tessuto</b>	Layer 1: PP Non tessuto (stampa personalizzata) Layer 2: carta di filtrazione alta strato 3: carta di filtrazione alta strato4: PP non tessuto
<b>Stile</b>	4.ply, con anello auricolare rotondo
<b>Dimensioni dimensioni</b>	20 * 8 cm
Peso del tessuto	30GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, potrebbe essere come la tua richiesta
colore	Maschera colorata
certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ	20000 PCS
Design di imballaggio	può essere come il tuo design
Imballaggio	50 pz / box, 2000 PC / CTN o come requisito
Capacità	1 milione di PC al giorno
Tempi di consegna	7-30 giorni
Applicazioni	Ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, laboratorio privo di polvere

## **L'immagine di KF94**








orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL








Invisible Adjustable Soft Nose Clip  
Better Fit Your Face  
Barrier the Up Direction Air




High Strength Ear Loop  
Comfortable Ware  
No Hurt or Harm to Your Ear with  
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible  
Skin Layer Inside soft  
Non-Woven Protective Layer  
No Harm to your Skin

# HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.