

Tutte le maschere sono realizzate con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- I materiali non rivestiti sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- I livelli di costruzione altamente traspirante rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- Orecchio super morbido Loop rende comodo indossare per molto tempo

Clip del naso

Ponte naso regolabile,

Cinturino per orecchie elastici morbidi

High Eaur Ear Gancio per orecchie orecchie per un lungo periodo.

Impermeabile

test a prova di acqua, più traspirante

Piegare la progettazione

Facile da ricevere

Prodotto Specifiche:

Nome	Maschera facciale KF94 monouso
Tessuto M. Ateriale	Layer 1: PP non tessuto (stampa personalizzata) Layer 2: carta di filtrazione alta strato 3.: carta di filtrazione elevata strato 4: PP Non tessuto
Stile	4.ply, con anello auricolare rotondo
Dimensioni	20 * 8 cm
Dimensioni	
Peso del tessuto	30 GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, potrebbe essere come la tua richiesta
Colore	Maschera colorata
Certificato	CE, ISO13485, FDA.
MOQ.	20000 PCS.
Design di imballaggio	può essere come il tuo design
Imballaggio	5 0 pz / box, 2000 pezzi / ctn o come vostro requisito
Capacità	1 milione PC al giorno
Tempo di consegna	7-30 giorni
Applicazioni	Ospedale, Laboratorio, clinica, industria alimentare, laboratorio privo di polvere


L'immagine di KF94












HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.