

esportatori in Cina per le industrie maschera bocca, orecchio semplice maschera di ciclo faccia, mascherine chirurgiche alla moda

Proprietà della maschera bocca

- 1) di filtrazione: 3 strati offerte di design a pieghe, 0,05 micron di filtrazione a maggiore di 99%.
- 2) filo di alluminio sottile sta comodamente sul naso, e mantenere la massima filtrazione allo stesso tempo.
- 3) Tie e stile ear loop: due coppie di legami polipropilene assicurano una calzata confortevole; stile anello orecchio attacca velocemente e con passanti elastici.

Specifiche del ciclo orecchio maschera

| | |
|------------------------------|---|
| Materiale | non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto |
| peso del tessuto | Potrebbe essere come vostra richiesta |
| ciclo Ear | Tie o ear loop |
| Dimensione | 17.5 * 9,5 centimetri, o come vostri requisiti |
| Colore | bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / bordeaux / nero |
| Imballaggio | 50 pc / scatola 2000 pezzi / CTN, o come vostro requisito |
| progettazione di imballaggio | tutto scatola interna e la stampa scatola esterna può essere come vostro disegno |
| applicazioni | ospedale, laboratorio, industria alimentare, officina senza polvere, elettronica produce e così via |

Stoccaggio di orecchio maschera ciclo faccia

- 1) Il prodotto conserva le sue proprietà quando è conservato in un luogo asciutto a temperature comprese tra 10 ° e 30 ° C.
- 2) Non esposto alla luce diretta del sole.

Come indossare le nostre maschere chirurgiche alla moda

- 1) maschera piatto
- 2) Premere maschera piatta al viso
- 3) Tenere la maschera con la mano sinistra, e gestire il cordino intorno alla porzione all'orecchio con la mano destra
- 4) Tenere la maschera con la mano destra, e gestire il cordino intorno alla porzione all'orecchio con la mano sinistra.

5) Aprire le pieghe, e premere la clip naso.

Immagine di maschera bocca

