

Specifiche del prodotto:

Maschera 4Layers KF94 con EARIOPS, adulto 20*8 cm,

Il primo strato: tessuto non tessuto (strato esterno)

Il secondo strato: Melt Blown Tone

Il terzo strato: miscuglio la stoffa soffiata

Il quarto strato: tessuto non tessuto (strato interno)

Clip del naso

Ponte naso regolabile,

Cinghia auricolare elastico morbido

Orecchie di orecchie ad orecchie elastiche elevate per molto tempo.




Descrizione del prodotto

Nome	Maschera per il viso usa e getta KF94
Materiale	Maschera per il viso non tessuto
Colore	Nero, blu, rosso, verde, giallo
Luogo d'origine	Hubei, Cina (Mainland)
Specifiche	Protezione da 1,4 strati, altamente traspirante
	2.PFE> 95%, BFE> 95%
	3.Stilo: cravatta per ponte al naso regolabile
	4. Efficienza di filtrazione alta

Tipo di ply	4 Ply
Stile	Earloop
Applicazioni	Ospedale, laboratorio, industria alimentare, workshop senza polvere, elettronico produttori e così via
Imballaggio	20pcs/box, 2000pcs/ctn o come requisiti
Osservazione	Tutto può essere speciale personalizzato in base al tuo vero

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.



