

## Product details

### Il tessuto della cravatta sulla mascherina chirurgica

- 1) 1<sup>st</sup> strato: strato esterno, tessuto in polipropilene, bianca, 's morbido e traspirante.
- 2) 2<sup>ND</sup> strato: strato intermedio, carta da filtro, bianco, può filtrare lo sporco, irritante, sostanza cancerogena e batteri, BFE $\geq$  99%.
- 3) 3<sup>rd</sup> strato: strato interno, tessuto in polipropilene, bianca, 's resistente ai fluidi, protezione morbida e traspirante, ambientale.

### Quando si indossano mascherine mediche in vendita nota prego gentile

- 1) Il prodotto è articoli usa e getta, non di pulizia per il riutilizzo
- 2) Non usare quando hai scoperto l'inquinamento da petrolio prima di utilizzare
- 3) Il prodotto non può essere contro polveri e gas nocivi
- 4) Non utilizzare questo prodotto se essere allergico ad esso

### Imballaggio di mezza maschera

specificazione	imballaggio normale	Scatola dimensione	formato della scatola
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	18 * 10 * 10cm	52 * 38 * 42cm
O come le vostre esigenze			

## Product display



### The regular shipment way



## FAQ

Q1: Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

Q2: Possiamo stampare il nostro logo nei prodotti o imballaggi?

R: Sì, tutti i prodotti possono essere su misura e tutto il pacchetto possono essere stampati come opere d'arte.

Q3: Qual è il vostro normale termini di pagamento? Potrebbe cambiare l'articolo di pagamento, dopo un po 'di cooperazione volte?

R: Per primo ordine, 30% T / T in anticipo, il 70% sarà pagato prima del carico.

Sì possiamo discutere ulteriormente dopo un po 'di cooperazione volte.