

Tutte le maschere sono realizzate con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- I materiali non rivestiti sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- I livelli di costruzione altamente traspirante rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- Orecchio super morbido Loop rende comodo indossare per molto tempo

clip per il naso

Ponte naso regolabile,

cinturino auricolare elastico morbido

High Eaur Ear Gancio per orecchie orecchie per un lungo periodo.

Autorità

test a prova di acqua, più traspirante

Piega design

Facile da ricevere

Prodotto Specifiche:


Nome	Maschera facciale KF94 monouso
Materiale del tessuto	Layer 1: PP Non tessuto (stampa personalizzata) Layer 2: carta di filtrazione alta strato 3: carta di filtrazione alta strato 4: PP non tessuto
Stile	4.ply, con anello auricolare rotondo
Dimensioni dimensioni	20 * 8 cm
Peso del tessuto	30GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, potrebbe essere come la tua richiesta
colore	Maschera colorata
certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ	20000 PCS
Design di imballaggio	può essere come il tuo design
Imballaggio	50 pz / box, 2000 PC / CTN o come requisito
Capacità	1 milione di PC al giorno
Tempi di consegna	7-30 giorni
Applicazioni	Ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, laboratorio privo di polvere

L'immagine di KF94










Invisible Adjustable Soft Nose Clip
Better Fit Your Face
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop
Comfortable Ware
No Hurt or Harm to Your Ear with
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible
Skin Layer Inside soft
Non-Woven Protective Layer
No Harm to your Skin



HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.