


## 3ply non tessuto Maschere facciali stampate usa e getta per adulti

Tutto maschere sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- I materiali non rivestiti sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- I livelli di costruzione altamente traspiranti rimangono freschi, anche durante lunghi casi
- Super morbido Eccoungae fa comodo indossare per molto tempo



### Descrizione del prodotto

Nome	usa e getta <a href="#">KF94 Face Mask</a> .
Materiale	Maschera facciale non tessuta
colore	nero, blu, rosso, verde, giallo
Luogo di origine	Hubei, China (Mainland)
Specifiche	1,4-Ply Protection, altamente traspirante 2.pfe> 95%, BFE> 95% 3.Style: NASTO NASTO REGOLABILE 4. Efficienza di filtrazione elementare
Tipo di strato	4 Ply
Stile	in primo piano
Applicazioni	Ospedale, Laboratorio, Industria alimentare, Laboratorio privo di polvere, Elettronica produttori e così via
Imballaggio	20pcs / box, 2000pcs / ctn o come vostre esigenze

Nota	1. Questo prodotto è sterilizzato da etilene ossido
	2. Disponibile
Nota	Tutti possono essere speciali personalizzati in base al tuo attuale

**Prodotto Specifiche:**

**4Layers KF94 Mask with HardOops**, 20 \* 8 cm (accetta dimensioni personalizzate)

Il primo strato: tessuto non tessuto SS Grado 50G (strato esterno)

Il secondo strato: 99 grammi di 25 grammi di stoffa soffocata

Il terzo strato: 99 grammi 25 grammi di stoffa soffocata soffiata

Il quarto strato: tessuto non tessuto di grado 30G (strato interno)

**Clip del naso**

Ponte del naso regolabile,

**scinturino per orecchie elastici**

Orecchie ad orecchie elastiche ad orecchio elastico per lungo tempo.


**Impermeabile**

Test a prova di acqua, più traspirante

**Piegare la progettazione**

Facile da ricevere

# HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.









