

## **Tutte le maschere sono realizzate con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:**

- I materiali non di lettura sono lisci e comodi per eliminare l'irritazione della pelle
- Gli strati di costruzione altamente traspirante rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- Orena super morbida Loop rende comodo indossare a lungo

### **Clip del naso**

Bridge naso regolabile,

### **Cingcio auricolare elastico morbido**

orecchie di orecchie auricolari elevate per molto tempo.

### **Acqua**

Test a prova d'acqua, più traspirante

### **Fold Design**

Facile da ricevere

:

Nome

Maschera facciale KF94 monouso

### **Materiale del tessuto**

Layer 1: PP Non tessuto (stampa personalizzata)

Layer 2: carta di filtrazione alta

strato 3: carta di filtrazione alta

strato4: PP non tessuto

### **Stile**

4.ply, con anello auricolare rotondo

### **Dimensioni dimensioni**

20 \* 8 cm

Peso del tessuto

30GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, potrebbe essere come la tua richiesta

colore

Maschera colorata

certificato

CE, ISO13485, FDA

MOQ

20000 PCS

Design di imballaggio

può essere come il tuo design

Imballaggio

50 pz / box, 2000 PC / CTN o come requisito

Capacità

1 milione di PC al giorno

Tempi di consegna

7-30 giorni

Applicazioni

Ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, laboratorio privo di polvere

**L'immagine di KF94**














Invisible Adjustable Soft Nose Clip  
Better Fit Your Face  
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop  
Comfortable Ware  
No Hurt or Harm to Your Ear with  
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible  
Skin Layer Inside soft  
Non-Woven Protective Layer  
No Harm to your Skin



# HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.