

I produttori di anti-fog maschera non tessuto faccia, maschera libero non tessuto nebbia usa e getta, maschere di sicurezza

Specifiche del antinebbia non tessuto maschera

Materiale	non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
ciclo Ear	cravatta su o ear loop elastico
bar nose	plastica o metallo, flessibile, raccordo fisso, barra 2 naso
Colore	Bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / bordeaux / nero
Dimensione	17.5 * 9.5 cm, un formato misura tutti
MOQ	100.000 pezzi
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine
Campione	Il campione è libero, può essere preparato anche in 2 giorni

Come indossare non tessuto nebbia maschera gratis usa e getta?

- 1) Appartamento le maschere di sicurezza
- 2) Premere maschera piatta al viso
- 3) Tenere la maschera con la mano sinistra, e gestire il cordino intorno alla porzione all'orecchio con la mano destra
- 4) Tenere la maschera con la mano destra, e gestire il cordino intorno alla porzione all'orecchio con la mano sinistra.
- 5) Aprire le pieghe, e premere la clip naso.

Immagine di non tessuto nebbia e getta la maschera viso libero



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





FAQ

Q1: .Come si fa a risolvere problemi di qualità se del caso?

A: La nostra fabbrica presterà la massima attenzione ai problemi di qualità. Indagheremo a fondo la causa principale dei problemi e trovare la soluzione migliore per evitare eventuali problemi futuri. Nel frattempo ci sarà corrispondente compensazione per i nostri clienti.

Q2: Qual è la sua data di scadenza dei prodotti?

R: Circa 3-5 anni.

Q3: Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

