

## **Tutte le maschere sono realizzate con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:**

- I materiali non di lettura sono lisci e comodi per eliminare l'irritazione della pelle
- Gli strati di costruzione altamente traspirante rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- Orena super morbida Loop rende comodo indossare a lungo

### **Clip del naso**

Bridge naso regolabile,

### **Cingcio auricolare elastico morbido**

orecchie di orecchie auricolari elevate per molto tempo.

### **Acqua**

Test a prova d'acqua, più traspirante

### **Fold Design**

Facile da ricevere

:


|   |  |
|---|--|
| Nome  | Maschera per il viso usa e getta   |
| <a href="#">Materiale in tessuto</a>        | strato 1: pp non tessuto (stampa personalizzata)<br>Livello 2: carta di filtrazione ad alta<br>Livello 3: carta di filtrazione ad alta<br>Layer4: PP non tessuto |
| <a href="#">Stile</a>                       | 4ply, con loop auricolare rotondo  |
| <a href="#">Dimensione delle dimensioni</a> | 20 * 8 cm  |
| Peso del tessuto                            | 30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, potrebbe essere la tua richiesta  |
| Colore                                      | Maschera colorata  |
| Certificato                                 | CE, ISO13485, FDA  |
| Moq   | 20000 pezzi  |
| Pesign di imballaggio                       | può essere come il tuo design  |
| imballaggio                                 | 50 pezzi /scatola, 2000 pezzi /CTN o come requisito  |
| capacità                                    | 1 milione di PC al giorno  |
| Tempo di consegna                           | 7-30 giorni  |
| Applicazioni                                | ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, workshop senza polvere   |

### **L'immagine di KF94**










Invisible Adjustable Soft Nose Clip  
Better Fit Your Face  
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop  
Comfortable Ware  
No Hurt or Harm to Your Ear with  
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible  
Skin Layer Inside soft  
Non-Woven Protective Layer  
No Harm to your Skin



# HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.