

TIPO IIR mascherina chirurgica, 3 plys usa e getta maschera intera, maschere per il viso mediche

Il materiale tessuto della mascherina chirurgica

- 1) E 'tessuto non tessuto, non tossico, nessuna irritazione, morbido e confortevole;
- 2) interiore è il PP non tessuto con effetto antibatterico;
- 3) In coppia è lo strato filtrante efficiente (di alta qualità del fuso tessuto soffiato);
- 4) esterno è la stampa Salute Grade Spun legame polipropilene.


Specifiche di usa e getta maschera intera

ciclo Ear	ear loop elastico o cravatta su
bar nose	Plastica o metallo
Standard di qualità	TIPO IIR, N95, N99
MOQ	500.000 pezzi
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno, 1 * 40 HQ possono essere rifiniti in 15 giorni
Tempo di consegna	Secondo la quantità, di norma 30 giorni dopo la consegna
Dettagli d'imballaggio	50 pc / scatola 2000 pezzi / CTN, o come vostro requisito

Quando si indossano e getta la maschera pieno facciale dobbiamo prestare attenzione

- 1) È il prodotto monouso, basta usare una volta, non può essere utilizzato ancora una volta;
- 2) Si prega di smettere di indossare se con la respirazione anormale;
- 3) Conservare in luogo asciutto e freddo.

Immagine di maschere medici





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

