

- Non-linting materials are smooth and comfortable to eliminate skin irritation
- Highly breathable construction layers remain cool, even during long cases
- Super soft ear loop makes comfortable wearing for long time

Bridge naso regolabile,

orecchie di orecchie auricolari elevate per molto tempo.

Test a prova d'acqua, più traspirante

Facile da ricevere

■ ■

Nome

Maschera per il viso usa e getta

[illegible]

strato 1: pp non tessuto (stampa personalizzata)

Livello 2: carta di filtrazione ad alta

Livello 3: carta di filtrazione ad alta

Layer4: PP non tessuto

[illegible]

4ply, con loop auricolare rotondo

[illegible]

20 * 8 cm

Peso del tessuto

[illegible]

30qsm + 25qsm + 25qsm + 25qsm, potrebbe essere la tua richiesta

Colore

Maschera colorata

Certificato

CE, ISO13485, FDA

Moq

20000 pezzi

Design di imballaggio

può essere come il tuo design

imballaggio

50 pezzi /scatola, 2000 pezzi /CTN o come requisito

capacità

1 milione di PC al giorno

Tempo di consegna

7-30 giorni

Applicazioni


ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, workshop senza polvere

L'immagine di KF94










Invisible Adjustable Soft Nose Clip
Better Fit Your Face
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop
Comfortable Wear
No Hurt or Harm to Your Ear with
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible
Skin Layer Inside soft
Non-Woven Protective Layer
No Harm to your Skin



HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.