

maschera monouso viso con clip, maschera ospedale usa e getta, maschere monouso fabbrica

Particolari rapidi per maschera ospedale usa e getta

- 1) Strato: 3ply, non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
- 2) Dimensione: 19.5X7.5cm
- 3) Colore: bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / bordeaux / nero, abbiamo 11 diversi colori totalmente.
- 4) loop di orecchio: piatta elastica, rotonda elastico, o cravatta ear loop
- 5) Barra Profumo: in plastica o metallo

Le nostre maschere usa e getta possono ottenere seguendo standard di qualità

- 1) A norma EN14683: 2005
- 2) l'efficienza di filtrazione batterica (BFE%) & gt; 99%.
- 3) di tipo standard IIR, la resistenza alla penetrazione di sangue sintetico-120 mmHg.

Come indossare maschera usa e getta con earloop

- 1) Appartamento le maschere usa e getta
- 2) Premere maschere monouso piatti al viso
- 3) Tenere la maschera con la mano sinistra, e gestire il cordino intorno alla porzione all'orecchio con la mano destra
- 4) Tenere la maschera con la mano destra, e gestire il cordino intorno alla porzione all'orecchio con la mano sinistra.
- 5) Aprire le pieghe, e premere la clip naso.

Imballaggio di maschera ospedale usa e getta

specificazione	imballaggio normale	formato della scatola	1 * 40 il contenitore del HQ può contenere (Pz)
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 pezzi
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pz

Nota: tutti possono essere speciale personalizzato in base alle proprie esigenze reali

Altre informazioni di maschera usa e getta con earloop

MOQ	100.000 pezzi
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni

Tempo di consegna	Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine
Campione	Il campione è libero, può essere preparato anche in 2 giorni

Immagini di maschera usa e getta con earloop





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

