

Product details

A propriedade de máscaras faciais médicos

- 1) vínculo girou polipropileno, Suave e livre de látex
- 2) alumínio ajustável ou plástico parte do nariz, Confortável de usar
- 3) 3-ply máscara do laço, Alta de filtração
- 4) Elástica ou empate em eloop de ar para sua escolha

Como usar tampa de boca descartável

- 1) máscara Plano
- 2) máscara impulso plana para o rosto
- 3) Mantenha a máscara com a mão esquerda, e lidar com a corda ao redor da porção do ouvido com a mão direita
- 4) Mantenha a máscara com a mão direita, e lidar com a corda ao redor da porção do ouvido com a mão esquerda.
- 5) Abra as dobras, e pressione o clipe nasal.

Embalagem de máscaras cirúrgicas

Especificação	embalagem normal	tamanho da caixa	1 * 40 recipiente HQ pode segurar (PCS)
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	52 * 19 * 42 centímetros	3,280,000 Pcs
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	51 * 37 * 30 centímetros	2.400.000 Pcs
Observação: todos podem ser especial personalizado de acordo com suas necessidades reais			

Product display



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Qual é a sua capacidade de produção para a sua grande variedade de o produto?

A: Face capacidade de máscara: 1000.000 peças / dia.

Macacão, vestidos cirúrgicos, revestimento do laboratório, cama capacidade de folha: 10.000 peças / dia.
capacidade Caps: 200.000 peças / dia. Cada 1 * 40HQ pode ser terminado dentro de 1 semana.

Q: 2. Qual é a sua MOQ de cada produto?

A: Face máscara / tampas / propés / mangas braço cada MOQ: 50.000 peças.

Roupas e lençóis MOQ: 5000 peças