

Todas as máscaras são feitas dos materiais da mais alta qualidade, fornecendo excelente proteção e conforto superior:

- materiais não lanches são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- camadas de construção altamente respiráveis permanecem legais, mesmo durante longos casos
- loop de orelha super macia torna a confortável vestindo por muito tempo

Clipe de nariz

Ponte de nariz ajustável,

Alça de ouvido elástico macio

Alto gancho de orelha elástica que ouve orelhas por um longo tempo.

À prova d'água

Teste à prova de água, mais respirável

Dobre design


Fácil de receber

Especificações do produto:

Nome	Máscara de rosto KF94 descartável
Material de tecido	Camada 1: PP não tecido (impressão personalizada) Camada 2: Papel de alta filtragem Camada 3: Papel de Filtração Alta Layer4: PP não tecido
Estilo	4ply, com loop de orelha redonda
Dimensões tamanho	20 * 8 cm
Peso de tecido	30GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, poderia ser como seu pedido
Cor	Máscara colorida
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ.	20000 PCs.
Design de embalagem	pode ser como seu design
Embalagem	50 pcs / caixa, 2000 PCs / CTN, ou como sua exigência
Capacidade	1 milhão de PCs por dia
Tempo de entrega	7-30 dias
Formulários	Hospital, Laboratório, Clínica, Indústria de alimentos, Workshop sem poeira

As amostras podem ser fornecidas conforme solicitado. Bem-vindo sua pergunta.

A imagem do kf94



HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





