

Todas as máscaras são feitas dos materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente protecção e conforto superior:

- materiais não lancinados são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- camadas de construção altamente respiráveis permanecem legais, mesmo durante longos casos
- ouvido super macio Loop torna confortável por muito tempo

clipe de nariz

ponte de nariz ajustável,

alça de ouvido elástico macio

Alto gancho de orelha elástica de ouvido ouvidos por um longo tempo.

Prova de água

Teste à prova de água, mais respirável

Dobre design

Fácil de receber

Produto Especificações:

nome	Máscara facial KF94 descartável
Material de tecido	Camada 1: PP não tecido (impressão personalizada) camada 2: papel de filtragem alta camada 3: papel de filtragem alta Layer4: PP não tecido
Estilo	4ply, com loop de orelha redonda
Dimensões tamanho	20 * 8 cm
peso de tecido	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25GSM, pode ser como seu pedido
cor	máscara colorida
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ	20000 PCs
Design de embalagem	pode ser como seu projeto
embalagem	50 pcs / caixa, 2000 PCs / CTN, ou como sua exigência
Capacidade	1 milhão de PCs por dia
tempo de entrega	7-30 dias
Aplicações	Hospital, laboratório, clínica, indústria alimentícia, oficina sem poeira


A imagem do KF94












Invisible Adjustable Soft Nose Clip
Better Fit Your Face
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop
Comfortable Ware
No Hurt or Harm to Your Ear with
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible
Skin Layer Inside soft
Non-Woven Protective Layer
No Harm to your Skin

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.