

Product details

A indicação da máscara de boca isolamento

- 1) O mpeço é um fluido resistente e máscara de uso único
- 2) Poutros rotect de bactérias exalados pelo utente
- 3) Reduces exposição do usuário a respingos de sangue e fluidos corporais.
- 4)é peso leve, e projetado para proporcionar conforto e facilitar a respiração

Como usar o vento máscara de protecção facial

- 1) Coloque a máscara sobre o nariz ea boca, e coloque uma orelha laço em torno de cada orelha
- 2) Puxe inferior da máscara sob o queixo e moldar o nariz peça em torno do nariz
- 3) A máscara deve cobrir o rosto do nariz para debaixo do queixo
- 4) Descarte máscara após o uso, não rmáscaras euse

Embalagem de máscara cirúrgica descartável 3ply

Especificação	embalagem normal	tamanho da caixa	1 * 40 recipiente HQ pode segurar (PCS)
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	52 * 19 * 42 centímetros	3,280,000 Pcs
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	51 * 37 * 30 centímetros	2.400.000 Pcs

Observação: todos podem ser especial personalizado de acordo com suas necessidades reais

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way

