

## **exportadores da China para a máscara de indústrias boca, simples orelha máscara loop de rosto, máscaras cirúrgicas moda**

### **Propriedades da máscara da boca**

- 1) alta filtração: 3 camadas plissadas ofertas de design, 0,05 micron filtração em maior, em seguida, 99%.
- 2) de fio fino de alumínio encaixa confortavelmente sobre o nariz, e manter a filtração máxima, ao mesmo tempo.
- 3) Tie e estilo de ouvido: dois pares de laços de polipropileno segurar um ajuste confortável; estilo de ouvido atribui rápido e com alças elásticas.

### **Especificações de máscara facial de ouvido**

Material	PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
tecido de peso	Poderia ser como seu pedido
suporte de ouvido	Amarre em ou suporte de ouvido
Tamanho	17,5 * 9,5 centímetros, ou como suas exigências
Cor	branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão / Capri azul / Borgonha / preto
Embalagem	50 pcs / box de 2000 pcs / CTN, ou como sua exigência
Design de embalagem	todos caixa interna e impressão de embalagem exterior pode ser como seu projeto
aplicações	hospital, laboratório, indústria alimentar, oficina livre de poeira, eletrônico fabrica e assim por diante

### **Armazenamento da orelha máscara loop de rosto**

- 1) O produto irá manter as suas propriedades quando ele é armazenado num local seco, a temperaturas entre 10 ° e 30 ° C.
- 2) Não exposto à luz solar directa.

### **Como usar nossas máscaras cirúrgicas moda**

- 1) máscara Plano
- 2) máscara impulso plana para o rosto
- 3) Mantenha a máscara com a mão esquerda, e lidar com a corda ao redor da porção do ouvido com a mão direita

4) Mantenha a máscara com a mão direita, e lidar com a corda ao redor da porção do ouvido com a mão esquerda.

5) Abra as dobras, e pressione o clipe nasal.

### Imagem de máscara boca

