

Especificações do produto:

4layers máscara kf94 com earloops, adulto 20\*8cm,

A primeira camada: tecido não tecido (camada externa)

A segunda camada: pano derretido

A terceira camada: pano derretido

A quarta camada: tecido não tecido (camada interna)

Clipe do nariz

Ponte do nariz ajustável,

Cinta de orelha elástica macia

Ofers de orelhas de gancho de orelha elástica alta por um longo tempo.




Descrição do produto

Nome	Máscara facial descartável KF94
Material	Máscara facial não tecida
Cor	Preto, azul, vermelho, verde, amarelo
Lugar de origem	Hubei, China (continente)
Especificações	Proteção de 1.4 camadas, altamente respirável
	2.PFE> 95%, BFE> 95%
	3.STYLE: Ajuste ajustável da ponte do nariz
	4. Alta eficiência de filtração

Tipo de dobra	4 dobra
Estilo	Earloop
Formulários	Hospital, laboratório, indústria de alimentos, oficina livre de poeira, eletrônico fabricantes e assim por diante
Embalagem	20pcs/caixa, 2000pcs/ctn, ou como seus requisitos
Observação	Todos podem ser especiais personalizados de acordo com o seu real

## HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

### Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.



