

Product details

Introdução da China fabricante descartável CPE batas cirúrgicas:

CPE isolamentos descartáveis vestido é feita a partir de material de CPE hidrofóbico e pode ser utilizado em

hospital, laboratório, indústria alimentar, ou em qualquer lugar precisam de proteção. Latex-livre; resistente à abrasão;

completamente impermeável repelente de fluido e álcool.

Especificação da China fabricante descartável CPE batas cirúrgicas:

material	CPE
Peso	CPE 30-65 gsm; (Confortável, sem fibras de vidro, látex livre).
Estilo	Pescoço: uma peça Cintura: laços em Cuff: com loop de polegar Abertura nas costas
tamanho	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
cor	branco, verde, azul, amarelo, rosa, vermelho, cinza, etc. preto
embalagem	não estéril, 10 pcs / saco, 10 sacos / CTN. estéril, 1 pcs / saco estéril, 100 pcs / ctn
design de embalagem	Tudo a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
tamanho da caixa	Embalagem padrão da caixa 58X28X48 cm
aplicações	hospitalar pessoal médico clínicos e pacientes. utilizado no hospital, laboratório, indústria alimentar, e em qualquer lugar precisam de proteção

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Serem fabricante ou uma empresa comercial, e quando foi a sua empresa estabelecida?

A: Sim, somos diretamente fabricante, nossa fábrica foi criada em 2003, temos a nossa própria empresa os direitos exportados em 2013.

Q: 2. O que é o volume de negócios anual para a sua empresa?

A: Normalmente, é de cerca de USD18 milhões-20000000, que ainda está em crescimento.

Q: 3. Faça a sua empresa possui sistema de gestão da qualidade, tais como ISO, EN ou certificado (s) CE?

A: Sim, temos CE, ISO13485, FDA. Relatório de alcance e NELSON.

Q: 4. Can eu recebo as amostras grátis para verificação da qualidade? Quanto tempo eu posso obtê-lo?

A: Sim, nossas amostras podem ser fornecidos gratuitamente no prazo de 3-7 dias.

