### Visão geral da configuração >

Esse <u>vestido</u> foi projetado para proteção opcional durante procedimentos cirúrgicos de Duração moderada envolvendo >

Risco moderado de infecção. >

. Consiste em: >

Material: SMS, PP, PP+PE, CPE

Cor: azul, branco> >

2 mangas compridas com manguito de malha ou manguito elástico>

Velcro traseiro pescoço, amarrar no pescoço ou colar redondo e cintura >

>

# Especificações técnicas >

Recomendar matéria -prima: <u>SMS</u>, PP+PE, CPE> >

estilo: duas mangas compridas com manguito de malha, Velcro traseiro pescoço ou gravata no pescoço e cinturas>

>

#### Dimensões: CM>

Sizes	Long (below highest point of shoulder seam)	Width (monolayer)	Belt length	Length of sleeve	Deviation
108×138 (S)	108	137	65	58	±2
115×137 (M)	115	138	65	58	±2
120×150 (L)	120	150	65	59	±2
130×150 (XL)	130	150	69	59	±2
140×160 (XXL)	140	160	69	61	±2

# embalagem

1PC/ Bag, 50PCs/Carton >

Carton: 50cm\*32 cm\*30 cm, Cerca de 540 caixas em 20gp, 1080 caixas em um 40HQ>

#### Instruções >

- 1. Lavando as mãos limpas; >
- 2. Verificando o pacote cirúrgico estéril (não expirar, danificar, molhado e assim por diante ..) >
- 3. Tire a bolsa estéril e tire o <u>vestido</u> e abra. >

- 4. Pegue o colarinho de vestidos, a gravata no lado do pescoço deve ser de rosto no corpo, levemente Shake the Gowns Para garantir que seja t abrindo; >
- 5. Colocando as mãos em duas mangas, até que suas mãos sai totalmente; >
- 6. amarrar no pescoço e cintura, ajustar os laços se encaixam bem no corpo, em conformidade com o contorno do seu corpo.>











