

**Todas as máscaras são feitas dos materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente protecção e conforto superior:**

- materiais não lancinados são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- camadas de construção altamente respiráveis permanecem legais, mesmo durante longos casos
- ouvido super macio Loop torna confortável por muito tempo

### **clipe de nariz**

ponte de nariz ajustável,

### **alça de ouvido elástico macio**

Alto gancho de orelha elástica de ouvido ouvidos por um longo tempo.

### **Prova de água**

Teste à prova de água, mais respirável

### **Dobre design**

Fácil de receber

### **Produto Especificações:**

nome	Máscara facial KF94 descartável
<b>Material de tecido</b>	Camada 1: PP não tecido (impressão personalizada) camada 2: papel de filtragem alta camada 3: papel de filtragem alta Layer4: PP não tecido
<b>Estilo</b>	4ply, com loop de orelha redonda
<b>Dimensões tamanho</b>	20 * 8 cm
peso de tecido	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25GSM, pode ser como seu pedido
cor	máscara colorida
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ	20000 PCs
Design de embalagem	pode ser como seu projeto
embalagem	50 pcs / caixa, 2000 PCs / CTN, ou como sua exigência
Capacidade	1 milhão de PCs por dia
tempo de entrega	7-30 dias
Aplicações	Hospital, laboratório, clínica, indústria alimentícia, oficina sem poeira

### **A imagem do KF94**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL










Invisible Adjustable Soft Nose Clip  
Better Fit Your Face  
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop  
Comfortable Ware  
No Hurt or Harm to Your Ear with  
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible  
Skin Layer Inside soft  
Non-Woven Protective Layer  
No Harm to your Skin





# HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.