

**Todas as máscaras são feitas de materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente proteção e conforto superior:>**

-Os materiais não-filtrantes são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele>

-Camadas de construção altamente respiráveis permanecem frias, mesmo durante casos longos>

-ouvido super macio Loop se sente confortável por usar por muito tempo>

### **Clipe do nariz**

Ponte do nariz ajustável, ponte,>

### **alça de orelha elástica macia**

Orelhas de orelhas elásticas de orelha elástica por muito tempo.>

### **Provo de água à água**

Teste de prova de água, mais respirável >

### **Design dobrável**

Fácil de receber

### **Produto Especificações:>**

Nome	Máscara facial descartável KF94
<b>Material de tecido</b>	Camada 1: pp non woven (impressão personalizada) Camada 2: Papel de filtração alta Camada 3: Papel de filtração alta camada4: pp non woven
<b>Estilo</b>	4ply, com loop redondo de ouvido
<b>Tamanho das dimensões</b>	20 * 8 cm
Peso do tecido	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, pode ser como sua solicitação
cor	Máscara colorida
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ	20000 PCs
Design de embalagem	pode ser como seu design
embalagem	50 PCs /Box, 2000 PCs /CTN, ou como seu requisito
Capacidade	1 milhão de PCs por dia
Tempo de entrega	7-30 dias
Aplicativos	Hospital, laboratório, clínica, indústria de alimentos, oficina sem poeira


>

**A imagem do KF94>**









Invisible Adjustable Soft Nose Clip  
Better Fit Your Face  
Barrier the Up Direction Air




High Strength Ear Loop  
Comfortable Ware  
No Hurt or Harm to Your Ear with  
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible  
Skin Layer Inside soft  
Non-Woven Protective Layer  
No Harm to your Skin



# HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.