

## TIPO IIR máscara cirúrgica, 3 plys descartável máscara facial, máscaras médicas

### O material tecido da máscara cirúrgica

- 1) É não-tecidos, não-tóxico, nenhuma irritação, macio e confortável;
- 2) interior é a PP não-tecido com efeito antibacteriano;
- 3) Média é a camada de filtro eficiente (de alta qualidade Derreta tecido soprado);
- 4) Outer é a Saúde Grau impressão Spun vínculo polipropileno.

### Especificação do descartável máscara facial

suporte de ouvido	Elástica de ouvido ou empate em
bar nariz	Plástico ou metal
Padrão de qualidade	TIPO IIR, N95, N99
MOQ	500.000 pcs
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Capacidade de fornecimento	1.000.000 unidades / dia, 1 * 40 HQ pode ser concluído em 15 dias
Tempo de entrega	De acordo com a quantidade, normalmente 30 dias após o parto
Detalhes de empacotamento	50 pcs / box de 2000 pcs / CTN, ou como sua exigência

### Quando vestindo descartáveis máscara facial é preciso prestar atenção

- 1) É o produto descartável, basta usar uma vez, não pode ser usado uma vez;
- 2) Por favor, pare de usar se com a respiração anormal;
- 3) Guarde-o em local seco e frio.

### Imagem de máscaras médicas



