

Todas as máscaras são feitas de materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente proteção e conforto superior:>

-Os materiais não-filtrantes são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele>

-Camadas de construção altamente respiráveis permanecem frias, mesmo durante casos longos>

-ouvido super macio Loop se sente confortável por usar por muito tempo>

Clipe do nariz

Ponte do nariz ajustável, ponte,>

alça de orelha elástica macia

Orelhas de orelhas elásticas de orelha elástica por muito tempo.>

Provo de água à água

Teste de prova de água, mais respirável >

Design dobrável

Fácil de receber

Produto Especificações:>

>

Nome

Máscara facial descartável KF94

Material de tecido

>>

Camada 1: pp non woven (impressão personalizada)

Camada 2: Papel de filtração alta

Camada 3: Papel de filtração alta

camada4: pp non woven

Estilo

>>

4ply, com loop redondo de ouvido

Tamanho das dimensões

>>

20 * 8 cm

Peso do tecido

>>

30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, pode ser como sua solicitação

cor

>>

Máscara colorida

Certificado

>>

CE, ISO13485, FDA

MOQ

>>

20000 PCs

Design de embalagem

>>

pode ser como seu design

embalagem

>>

50 PCs /Box, 2000 PCs /CTN, ou como seu requisito

Capacidade

>>

1 milhão de PCs por dia

Tempo de entrega

>>

7-30 dias

Aplicativos

>>

Hospital, laboratório, clínica, indústria de alimentos, oficina sem poeira

>


A imagem do KF94>












Invisible Adjustable Soft Nose Clip
Better Fit Your Face
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop
Comfortable Ware
No Hurt or Harm to Your Ear with
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible
Skin Layer Inside soft
Non-Woven Protective Layer
No Harm to your Skin

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.