

Китай экспортеров для маски отрасли рот, простой ушной петли лицевой маски, модные хирургические маски

Свойства маски рта

- 1) Высокая фильтрация: 3-слойные плиссированные дизайн предложения, 0,05 мкм фильтрация на больше чем 99%.
- 2) Тонкий алюминиевый провод удобно помещается на нос, и поддерживать максимальную фильтрацию одновременно.
- 3) Галстук и стиль петля уха: две пары полипропиленовых связей обеспечить удобную посадку; стиль петля уха придает быстро и с эластичными петлями.

Характеристики контура уха маска для лица

| | |
|-----------------|---|
| материал | PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven |
| вес ткани | Может быть как ваш запрос |
| петля уха | Завяжите на или ушной петли |
| Размер | 17.5 * 9.5cm, или как ваши требования |
| цвет | белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Capri синий / бордовый / черный |
| упаковка | 50 шт / коробка, 2000 шт / CTN, или как ваше требование |
| дизайн упаковки | все внутренняя коробка и наружная коробка печать может быть как ваш дизайн |
| Приложения | больницы, лаборатории, пищевая промышленность, мастерская пыли, электронных производств и т.д. |

Хранение уха лицевой петли маски

- 1) Продукт будет сохранять свои свойства при его хранении в сухом месте при температуре от 10 ° до 30 ° C
- 2) Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Как носить наши модные хирургические маски

- 1) Плоская маска
- 2) Нажмите маску плоской к лицу
- 3) Держите маску с левой рукой, а обрабатывать строп вокруг части уха с правой стороны
- 4) Держите маску с правой рукой, а обрабатывать строп вокруг части уха с левой рукой.
- 5) Откройте складки и нажмите зажим для носа.

Изображение маски рта

