

Все маски сделаны из материалов высочайшего качества, обеспечивая превосходную защиту и превосходный комфорт:

- Материалы без линии плавных и удобных для устранения раздражения кожи
- Высокодобимые строительные слои остаются прохладными, даже в длинных случаях
- Супер мягкая петля для ушей удобно носить долгое время

Носовой клип

Регулируемый носовой мост

Мягкий ушной ремешок

Уши с высоким уходом на ушной крючке

Водонепроницаемый

Водопротфильный тест, более дышащий


Склад дизайн

Легко получить

Характеристики продукта:

Имя	Одноразовая маска для лица KF94
Материал ткани	Слой 1: PP не вплетен (индивидуальная печать) Слой 2: Высокая фильтрационная бумага Слой 3: Высокая фильтрационная бумага Слой 4: PP не сплетен
Стиль	4ply, с 3,2 -мм плоским петлей ушей
Размер размеров	20 * 8 см
Вес ткани	30GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, может быть в качестве вашего запроса
Цвет	Цветовая градиентная маска
Сертификат	CE, ISO13485, FDA
Могил	20000 ПК
Упаковочный дизайн	может быть как ваш дизайн
Упаковка	50 ПК /коробку, 2000 ПК /CTN, или в качестве вашего требования
Способность	1 миллион шт в день
Срок поставки	7-30 дней
Приложения	Больница, лаборатория, клиника, пищевая промышленность, без пыль

Картина KF94



## HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





