

Product details

Показания пациента передачи листа

- 1) лист пациента передачи используется для повторного позиционирования пациентов.
- 2) рекомендуют использования одним пациентом.
- 3) тяжелый вес non сплетенные ткани с обработанной внутренней поверхностью, что помощь опекунам с задачами восстановления позиции.
- 4) легко скользит во всех направлениях и значительно уменьшает трение и усилие, требуемое для перемещения пациентов.

Особенностью пациента передачи листа

Ткань	Полипропилен, SMS, PP + PE
Стиль	Ультразвуковой заварены с отверстием в сторону длины
Функция	Защиты персонала и пациентов от перекрестной инфекции
Размер	195 см * 85 см (может быть сделано по требованию клиента)
Цвет	Белый, синий, зеленый, серый, черный... etc

Детали упаковки пациента передачи листа

Стерильными: 1 шт/бумага полиэтиленовый пакет, 50 шт/Ctn

Non стерилизуйте: 1 шт/мешок, 50 шт/ctn

Или как ваши требования

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

