Одноразовая маска для лица с ушной, одноразовые маски больницы, одноразовые маски завод

Быстрые детали для одноразового использования маски больницы

1) Слой: 3ply, PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven

2) Размер: 19.5X7.5cm

3) Цвет: белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Capri синий / бордовый / черный,

мы имеем 11 различных цветов полностью.

4) петля уха: плоский упругий, эластичный круглый, или галстук на ушной петли

5) Нос бар: пластик или металл

Наши одноразовые маски могут достичь следующие стандарты качества

- 1) Соответствуют EN14683: 2005
- 2) эффективность Бактериальный фильтрации (BFE%) & GT; 99%.
- 3) стандартного типа IIR, устойчивость к проникновению синтетической крови 120mmHg.

Как носить одноразовые маски для лица с ушной

- 1) Плоские одноразовые маски
- 2) Нажмите одноразовые маски плоские к лицу
- 3) Держите маску с левой рукой, а обрабатывать строп вокруг части уха с правой стороны
- 4) Держите маску с правой рукой, а обрабатывать строп вокруг части уха с левой рукой.
- 5) Откройте складки и нажмите зажим для носа.

Упаковка одноразовой маски больницы

Спецификация	'	•	1 * 40 HQ контейнер
		коробки	может держать (шт)
17.5 * 9.5cm, 3ply,	50 шт / коробка, 40	52 * 19 *	3,280,000 шт
18 + 20 + 20G	коробок / CTN	42см	
17.5 * 9.5cm,	50 шт / коробка, 40	51 * 37 *	2,400,000 шт
3ply,	коробок / CTN	30см	
25 + 25 + 25G			
_			

Примечание: все они могут быть специальные настроены в соответствии с вашими фактическими потребностями

Другая информация одноразовой маски для лица с ушной

MOQ	100000 шт
Цена	оборотный
Условия	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
оплаты	
Возможность	1000000 шт / день, 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в
поставки	течение 15 дней
Срок поставки	Как правило, через 30 дней после того, как подтвердил заказ

Фотографии одноразовой маски для лица с ушной



