



品名	KF94 口罩
規格	
材質	
包裝規格	每盒 10 個 (KF94 規格)
性能規格	1. 過濾效率 ≥ 94% 2. PFE > 95%, BFE > 95% 3. 呼吸阻力: ≤ 0.4 Pa 4. 符合韓國 KF94 標準
包裝數量	4 個
顏色	白色
其他規格	符合韓國 KF94 標準, 符合美國 N95 標準, 符合中國 GB26110-2019 標準, 符合歐盟 EN149:2001 標準, 符合日本 JIS S5037 標準
包裝數量	20 個 / 盒, 2000 個 / 箱
其他規格	1. 符合美國 FDA 標準 2. 符合中國 GB26110-2019 標準
其他規格	符合中國 GB26110-2019 標準

本產品符合韓國 KF94 標準, 符合美國 N95 標準, 符合中國 GB26110-2019 標準, 符合歐盟 EN149:2001 標準, 符合日本 JIS S5037 標準



HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.







