

**CM، المتاح الجراحية قناع الوجه، والوجه مضاد للجراثيم قناع 17.5 \* 9.5 ply 3**  
**محبوكة لينة المضادة للرائحة قناع الوجه PP**

**المتاح قناع الوجه الجراحية ply مؤشرات 3**

- 1) معقم قناع الوجه للمستشفى، السريرية، والعاملين في المجال الطبي والمرضى
- 2) غير معقمة قناع الوجه يمكن استخدامها لورشة عمل خالية من الغبار، مصنع المواد الغذائية وهلم جرا

**مواصفات مضادة للجراثيم قناع الوجه**

مادة	PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP
وزن النسيج	يمكن أن يكون كما طلبك
حلقة الأذن	التعادل أو حلقة الأذن
حجم	أو والاحتياجات الخاصة بك، 17.5 * 9.5CM
اللون	أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كاجي الأزرق / بوجوندي / أسود
حزم	جهاز كمبيوتر شخصي / مربع، 2000 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية 50 للملاحة، أو وفقا للشروط الخاص بك
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون الخارجي يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
التطبيقات	المستشفى، والمختبرات والصناعات الغذائية، ورشة عمل خالية من الغبار والالكترونية بتصنيع وهلم جرا

**التعبئة والتغليف لمكافحة رائحة قناع الوجه**

- 50PCS / 40، مربع، boxes / 52، الشركة التونسية للملاحة، 19x42cm،  
CTNS. يمكن أن تعقد 1,400,000 جهاز كمبيوتر شخصي من الأقنعة، GP 700 حاوية 20 \* 1  
CTNS. يمكن عقد 3450000 قطعة من قناع، HC 1725 حاوية 1 \* 40  
أو وفقا لمتطلبات الخاص بك

**المتاح قناع الوجه الجراحية ply صورة 3**

