

Product details

تطبيق قناع الوجه، والتنفس قناع المرشح

- 1) تستخدم على نطاق واسع في الحياة اليومية، الغبار ورشة عمل مجانية، مصنع المواد الغذائية، تس منع الغبار الحياة اليومية
- 2) للمستشفى وعيادة والطبيب والمرضى لمنع الفيروسات، وسوائل الجسم والمحتوى دفقة الدم.

مواصفات الطبيب والممرضة قناع الوجه

مادة	PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP
النسيج ثمانية	استطاع □□□□ كما طلبت
حلقة الأذن	التعادل أو حلقة الأذن
حجم	أو والاحتياجات الخاصة بك، 17.5 * 9.5CM
اللون	الأزرق / CAPRI / أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون بورجوندي/أسود
حزم	جهاز كمبيوتر شخصي / مربع، 2000 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية 50 للملاحة، أو كما الشرط الخاص بك
تصميم التعبئة والتغليف	جميع ب الداخلية ثور و خارجي طباعة الكرتون يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك

تخزين قناع

- 1) المنتج ستحافظ على خصائصه عندما يتم تخزينها في مكان جاف في درجة حرارة بين 10 درجة و 30 درجة مئوية
- 2) لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers



FAQ

س: 1 أنت منتج أو شركة تجارية، وعندما تم تأسيس شركتك؟ Are.
ج: نعم، والمصنع مباشرة، تأسست نحن لدينا مصنع في عام 2003

لدينا شركة لحقوق تصديرها الخاصة بنا في عام 2013.

س: 2 ما هو مبيعاتها السنوية لشركتك؟
ج: 20 مليون نسمة، فإنه لا يزال في تزايد. USD18 ج: عادة هو حول

س: 3 ما هو عدد الموظفين في شركتك؟
ج: لدينا مصنع حوالي 380-400 العمال المهرة، 10 مراقبة الجودة المهنية لفحص الجودة خلال كل عملية

و10 مبيعات الدولي المهنية مع 3-8 سنوات خبرة في إدارة التجارة الدولي.

س: 4. ما هي النسبة المئوية لتوزيع المنتجات الخاصة بك للمحلي، والتصدير؟
ج: في الوقت الحاضر، و 90% للتصدير و 10% للمحلية