

الصين الإذن بيضاء الجراحية حلقة قناع الوجه المتاح للخدمات الغذائية

مؤشرات قناع الوجه القابل للصراف

1. المنتجات تستخدم لموظفي المستشفى الطبية السريرية، المرضى، حلقة خالية من الغبار، مستشفى، ومختبر، وصناعة الأغذية، الصناعات الإلكترونية وهلم جرا لمنع انتشار سوائل الجسم والدم دفقة المحتوى وعزل الغبار والجسيمات، الكحول، والدم والبكتيريا والفيروسات-2 الغازية.

التعبئة العادية قناع الوجه القابل للصراف

50 2000 pcs/مربع، الكرتون الحجم: 38x30x3cm،
HQ. كرتون تحميل: 1 500 * 20 مترا، كرتون التحميل: 1 1150 * 40

قناع الوجه يمكن التخلص منها بالمواصفات

البند	الصين الإذن بيضاء الجراحية حلقة قناع الوجه المتاح للخدمات الغذائية
المواد	غير ووفن ز 25 pp تصفية ز 20 + g غير المنسوجة 20 3ply, pp
الوزن	(غ. مريحة، دون الألياف الزجاجية، واللثي الحرة 25 + 20 + 20)
نمط	(حلقة إذن مطاطا (واللثي الحرة)
الحجم	17.5x9.5cm(adult)
لون	أبيض
التعبئة	الشركة التونسية للملاحة/pcsعدم عقيمة: 50 أجهزة الكمبيوتر/مربع، 2000
تصميم التعبئة	يمكن أن يكون كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون كالتصميم الخاص بك
حجم الكرتون	52x38x30cm
تطبيقات	المستشفى الطبي السريري والمرضى. الغبار خالية ورشة عمل، مختبر، الصناعات الغذائية، الصناعات الإلكترونية وهلم جرا
موك	5000pcs
عينة	يمكن أن يتم توفيره مجاناً لنوعية الخاص بك التحقق خلال أسبوع واحد
مصطلح الدفع	الضمان/T/T, L/C, D/A, D/P
وقت التسليم	(الكمية) يمكن أن تنتهي من أجهزة ميون 1 في اليوم الواحد
ميناء فوب	ووهان/شانغهاي/نينغبو/قوانغتشو