

Product details

دلائل على ورقة نقل المرضى

1. يتم استخدام) ورقة نقل المرضى إعادة وضع المرضى 1.
- 2). يوصي باستخدام مريض واحد (2).
- 3). ثقيل الوزن غير المنسوجة النسيج مع السطح الداخلي المعالجة التي تساعد مقدمي الرعاية بالمهام إعادة الموقف (3).
- 4). الانزلاقات بسهولة في جميع الاتجاهات، ويقلل كثيرا من الاحتكاك والقوة المطلوبة لنقل المرضى (4).

ميزة ورقة نقل المرضى

النسيج	SMS, PP + PE ،بولي بروبيلين
نمط	الختم الحراري بالموجات فوق الصوتية، مع فتحه في جانب طول
الدالة	حماية الموظفين والمرضى من العدوى عبر
الحجم	(سم) يمكن صنع وفقا لطلب الزبون 195 * 85
لون	الأبيض، الأزرق، الأخضر، والرمادي، والأسود... إلخ

تفاصيل التعبئة للمريض نقل ورقة

- معقم: 1 أجهزة الكمبيوتر/ورقة كيس من البلاستيك، 50 أجهزة الكمبيوتر/الشركة التونسية للملاحة
- عدم تعقيم: 1 أجهزة الكمبيوتر/كيس، 50 أجهزة الكمبيوتر/الشركة التونسية للملاحة
- أو حسب الاحتياجات الخاصة بك

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

