

وصف ثوب المستشفى القابل للتصرف:

1. (سبونوند غير فينس-Meltblown-المواد: الرسائل القصيرة (سبونوند)
2. لوسهله للعمل مع ، drapable ، فريدا يوفر قوة الشد العالية والمتانة التي هي أيضا لينة trilaminate هو بناء SMS النسيج حاجر .
3. حاجر السوائل والجسيمات التي تحمي العامل من دون التصحية التنقل والراحة SMS يوفر
4. سبونوند طبقة تتكون من خيوط المستمر، مع قوة الشد جيدة واستطالة، تذوب طبقة مهبط هي تتكون من الألياف الدقيقة مستمر .
5. الخصائص: مضاد للسحب، وصديقة للبيئة، قوة الشد جيدة، والشعور الناعمة، غير سامة، ومقاومة للماء والجوية نفاذية .

تفاصيل تصميم ثوب المستشفى القابل للتصرف:

1. SMS: المواد
2. صفة: مرنة أو التريكو صفة، الرقبة: العلاقات أو الفيلكرو على الجزء الخلفي من الرقبة .
3. الخصر: العلاقات على الخصر. مع بطاقة ورقة أو لا .
4. اللون: الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر والوردي الخ .
5. المواد ومواصفات أخرى متاحة أيضا، أن نجعل وفقا لمتطلبات العملاء .

تطبيق:

يمكن استخدامها في المستشفى، والمختبرات، والصناعة الغذائية، في أي مكان في حاجة إلى الحماية. منع وعزل الغبار والجسيمات، العدوى الشركة المصرية للاتصالات Prevent. والكحول، والدم والبكتيريا والفيروسات الغازية. يمكن استخدامها بوصفها معطف زيارة في العلاج الطبي في مجال الصرف الصحي. اقتصادية والتخلص منها. تتفق مع المعايير الصحية

يمكن التخلص منها SMS مواصفات من ثوب

مادة	رسالة قصيرة
اللون	الأبيض والأخضر والأزرق والأصفر، الخ
صفة	، صفة محبوك أو صفة مرنة
العنق	العلاقات أو الفيلكرو
وسط	التعادل على
الأكمام	الأكمام الطويلة / قصيرة الأكمام / غير الأكمام
تعقيم	-التعقيم أو عدم تعقيم EO
طبقة معززة	والاحتياجات الخاصة بك
حجم	أو كما طلبك ، S-6XL
أقل كمية ممكن طلبها	جهاز كمبيوتر شخصي 5000
السعر:	قابل للتفاوض
شروط الدفع:	ويسترن يونيون، الضمان، باي بال T / T، L / C، D / A، D / P،
قدرة العرض:	يمكن أن تنتهي في 15 يوما HQ 40 * 1
موعد التسليم:	وفقا لكمية، عادة، بعد 30 يوما من اجل تأكيد

يمكن التخلص منها SMS حجم الرسم البياني للثوب

حجم	S	م	L	XL
(الطول سم)	110	115	120	125
محيط الصدر (CM)	30	137	140	150

تفاصيل الصورة من ثوب المستشفى القابل للتصرف:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

