

المستشفى سقف الطبيب مع العلاقات على PP25g مقدمة من المتاح

كاب الطبيب مع العلاقات الإضافات مصنوعة من النسيج محبوكة، اليد التي قدمت، مع اثنين من العلاقات على استخدام ل it.Mainly الخلفي من سقف وقوية وضبط العلاقات تجعل الغطاء مريحة جدا للارتداء طبيب في مستشفى تعمل غرفة الخ

المستشفى سقف الطبيب مع العلاقات على PP25g مواصفات المتاح

| | |
|------------------------|--|
| مادة | محبوكة / SPP / SBPP |
| وزن | PP10-30g، |
| نمط | مع علاقات على الجزء الخلفي من سقف |
| حجم | حجم قياسي |
| اللون | الأزرق، أو كما طلبت |
| حزم | الشركة التونسية للملاحة / PCS الشركة التونسية للملاحة، 2000 / bags / 20 كيسي، 100pcs |
| تصميم التعبئة والتغليف | كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك |
| حجم الكرتون | 58x25x27cm |
| التطبيقات | مستشفى العاملين في المجال الطبي السريري والمرضى. ورشة عمل خالية من الغبار، مختبر والصناعات الغذائية والالكترونية بتصنيع وهلم جرا |
| موك | جهاز كمبيوتر شخصي 100,000 |

المستشفى سقف الطبيب مع العلاقات على PP25g صورة المتاح



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

