

## **3ply Einweg-OP-Gesichtsmaske, Maske antibakterieller Gesicht 17.5 \* 9.5cm, PP-Vlies weiche Anti-Geruchs-Gesichtsmaske**

### **Indikationen von 3ply Einweg-OP-Gesichtsmaske**

- 1) Sterile Gesichtsmaske ist für Krankenhaus, Klinik, medizinisches Personal und Patienten;
- 2) Nicht steril Gesichtsmaske kann für staubfreie Werkstatt verwendet werden, Lebensmittelabrik und so weiter.

### **Spezifikationen antibakterieller Gesichtsmaske**

Stoff	PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
Gewebegewicht	Könnte als Ihr Antrag sein
Ear-Schleife	Anknüpfen oder Ohrbügel
Größe	17.5 * 9.5cm, oder als Ihre Anforderungen
Farbe	weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux / schwarz
Verpackung	50 Stück / Karton, 2000 PC / ctn oder als Ihre Anforderung
Verpackungsdesign	alle inneren Kasten und Umkarton Druck kann als Ihr Entwurf sein
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt, Elektronik produziert und so weiter

### **Verpackung von Anti-Geruchs-Gesichtsmaske**

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;  
1 \* 20 GP Behälter können 1.400.000 Stück von Masken, 700 ctns halten;  
1 \* 40 HC Container kann 3.450.000 Stück der Maske, 1725 ctns halten.  
Oder wie Ihre Anforderungen.

### **Bild von 3ply Einweg-OP-Gesichtsmaske**

