

Wir produzieren folgende Arten von Einweg-Gesichtsmaske :

- 1) 3ply oder 2-lagig nicht gesponnene Gesichtsmaske
- 2) 2-lagig oder 1ply Papier Gesichtsmaske
- 3) 4 Lagen Aktivkohle Gesichtsmaske

Parameter Einweg-Gesichtsmaske für Krankenhaus

- 1) Material: PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
- 2) Farbe: weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux
- 3) Ohrschleife: Krawatte oder elastischen Ohrbügel
- 4) Größe: 17,5 * 9,5 cm für Erwachsene;
14.5 * 9.5 für Kinder;
12.5 * 7.5cm für Baby
- 5) Nasenleiste: Kunststoff oder Metall, flexibel, passend fixiert

Unser Einweg-Ohrbügel Gesichtsmaske Folgende Qualitätsstandard erreichen können:

- 1) Konform mit EN14683: 2005
- 2) Bakterienfiltrationseffizienz (BFE%) & gt; 99%.
- 3) TYP IIR Standard, Widerstand gegen das Eindringen von synthetischem Blut-120mmHg.

Verpackung Einweg-Gesichtsmaske

Spezifikation	Normale Verpackung	Kartongröße	1 * 40 HQ Container kann (PC) halten
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Stück
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Stück

Bemerkung: alle können etwas Besonderes sein individuell nach Ihren tatsächlichen Bedarf

Bilder von Einweg-Gesichtsmaske für Krankenhaus



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

