

## Product details

### Die wichtigsten Merkmale sind

- 1) Patiententransferblatt ist z.B. Asy-slide Entwurf, Ultraschallheißsiegelung
- 2) Die Leistung des Gewebes ist immens stark, Polypropylen 100gsm oben oder PP + PE 100gsm oben.
- 3) Das Transferfolie Kann Gewicht halten 300 LBS aufwärts, fein Cilitates sichere und einfache Übertragung von Patienten.
- 4) Leichtes, LeinTex kostenlos, Kompakt und einfach zu lagern
- 5) Single-use-Schutz Personal und Patienten aus Kreuz-Infektion, cOst wirksam
- 8) Die regelmäßige Größe von Einweg-Transferfolie : 195cm \* 85cm, oder als Ihre Anforderungen.

### Das Spezifikationsblatt

|                     |  |
|---------------------|--|
| Stoff               | PP, PP + PE  |
| Farbe               | Weiß, blau, grün Aufrechtzuerhalten.etc  |
| Stil                | Ultraschall-Heißsiegelung, Mit Loch in der Längsseite  |
| Größe               | 195cm*85cm (Kann je nach Bedarf des Kunden)  |
| Anwendung           | Krankenhaus, Notfallzentrum  |
| MOQ                 | 5.000 Stück  |
| Preis               | Verhandelbar   |
| Zahlungsbedingungen | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ÜBERTRAGUNGSURKUNDE, PAypal   |
| Lieferfähigkeit     | 1 ist 0,000pcs /Tag, kann 1 * 40 HQ Behälter in 15 Tagen beendet werden  |
| Lieferzeit          | Entsprechend der Menge, Normalerweise 30days nach Ablagerung   |
| Verpackungsdetails  | Steril: 1 ist Stück / Papier Kunststoff Tasche, 50 Stk / Ctn<br>Nicht-sterilize: 1 PC / Beutel, 50 PC / ctn<br>Oder als Ihre Anforderungen |

### Aufmerksamkeit von Einweg-Vlies Transfer Blatt:

- 1) Trocken und kalt lagern ;
- 2) Bitte hör auf verwenden ob es'S schmutzig ;
- 3) Verwendung in Krankenhaus oder Hotel woher Menschen wollen die Reinigungszeit zu sparen.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

