

**von Einweg-wasserdichter medizinisches Kleid Die Spezifikation von Einweg Wasserdichtes  
medizinisches Kleid.Pp + pe.**

10 PCs / Box, 10 Beutel / CTN

Verpackungsdesign

Alle inneren Kasten- und Kartonendrucks können als Design sein

MOQ

5000 PCS

Probe

Kann für Ihre Qualitätsprüfung innerhalb der Qualität freigeliefert werden 2 Tage

Zahlungsweise

T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow,

Lieferzeit

Kapazität: 10.000pcs / Tag, 1 \* 40HQ können innerhalb abgeschlossen sein 25. Tage;

Fob-Port

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

**Das Bild von Einweg Wasserdichtes medizinisches Kleid.**







