

## Product details

### Die Spezifikationen der Krawatte auf Maske

Material	PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
Farbe	White / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone /Capri blau / bordeaux
Ear-Schleife	umbinden
Nose Bar	Aus Kunststoff oder Metall
Qualitätsstandard	TYPE IIR,EN14683 und FDA

### Das Merkmal der Hygienemaske

- 1) Dreidimensionale Design: angegeben Anti-SARS-Masken, Sterilisation, Anti-Grippe, Staub
- 2) Mit Nasenbügel: flexibel, passend fixiert
- 3) Feine Kante: der Rand der Vollheißsiegeltechnologiekpaket
- 4) hohe elastische Schnur: hypoallergenen Material

### Unsere Handelsbedingungen von Krankenhaus Masken zum Verkauf

- 1) MOQ: 100000 Stück
- 2) Zahlungsbedingungen: T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW,Paypal
- 3) Produktionskapazität: 1 \* 40 HQ Container kann in 15 Tag beendet werdens
- 4) Lieferzeit: in der Regel 30 Tage nach Hinterlegung
- 5) Probe: sausreichend ist kostenlos, können wir Proben in 3 Tagen anbieten

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





### The regular shipment way



## Our business process

