

## Product details

### Das Merkmal der chirurgischen sterilen Blatt

Stoff	Polypropylen, SMS, PP + PE, oder mikroporöser
Stil	Tailliert elastic design.Ideal für alle Größen und Arten von Schutz Betten
Funktion	Feuchtigkeitsfest fest~~POS=HEADCOMP
Größe	83 "L x 35" W Oder als Ihre Anforderungen
Verpackung	einzel verpackt

### Über EO Sterilisation für sterile Krankenhausbettlaken, Hygiene sterilen Einweg-Bettlaken

- 1) Die Sterilisationshinweisschild ist in der jeder Tasche;
- 2) Das Bettlaken wird von EO-Gas sterilisiert und wird in Papierplastikbeutel verpackt;
- 3) Die Farbe des Sterilisationshinweisschild wird die Farbe ändern, wenn das Bettlaken hat vollkommen sterilisiert worden;
- 4) Normalerweise ist unsere Verpackung Weg: 1Pcs pro Papier Plastikbeutel, 50 Stück pro Karton.

Wir können als Ihre Anforderungen auch produzieren.

## Product display



**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL

