

## **Nonwoven Krawatte auf OP-Maske, 3 Lagen chirurgische Gesichtsmaske, Fabrik für Krankenhausmasken**

### **Eigenschaften der Krawatte auf OP-Maske**

- 1) Es ist sehr geringen Widerstand zu atmen, frei von fremdem Geruch, ohne stimulierende Gefühl;
- 2) Nasenleiste kann anpassungsfähig sein, bequem, ohne Glasfasern, latexfrei;
- 3) BFE (Bakterien-Filtrationseffizienz)  $\geq 99\%$
- 4) Mit Ultraschall-Schweißtechnik, das bequeme Tragen.

### **Verpackung von Krawatte auf OP-Maske**

50 Stück / Karton, 2000 PC / ctn

Kastengröße: 18 \* 10 \* 10cm

Ctn Größe: 52 \* 38 \* 42cm

### **Unsere OP-Gesichtsmaske können folgende Qualitätsstandard erreichen**

- 1) Konform mit EN14683: 2005
- 2) Bakterienfiltrationseffizienz (BFE%)  $\geq 99\%$ .
- 3) TYP IIR Standard, Widerstand gegen das Eindringen von synthetischem Blut-120mmHg.

### **Technische Daten der Krankenhausmasken**

Stoff	PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
Farbe	Weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux / schwarz
Ear-Schleife	umbinden
Nose Bar	Kunststoff oder Metall
Qualitätsstandard	TYPE IIR, EN14683 und FDA
MOQ	100.000 Stück
Preis:	Verhandelbar
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	1.000.000 Stück / Tag, 1 * 40 HQ Container kann in 15 Tagen fertig sein
Lieferzeit	Normalerweise bestätigt 30 Tage nach der Bestellung
Verpackungsdetails	50 Stück / Karton, 2000 PC / ctn oder als Ihre Anforderung

### **Bild von Chirurgische Gesichtsmaske**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

