

Polypropylen-Gesichtsmaske Einweg, Modedesigner chirurgische Gesichtsmasken,

Anti-Staub-Filtermaske

Hinweise auf Gesichtsmaske Einweg

- 1) Sterile Gesichtsmaske ist für Krankenhaus, Klinik, medizinisches Personal und Patienten;
- 2) Nicht steril Gesichtsmaske kann für staubfreie Werkstatt verwendet werden, Lebensmittelabrik und so weiter.

Beschreibung der Gesichtsmaske Einweg

- 1) 17.5 * 9.5cm, eine Größe passt mehr;
- 2) Extra-weiche Ohrschlaufen beseitigen Druck in den Ohren;
- 3) Die innere Schicht aus weichem Gesichtsgewebe, kein Farbstoff, keine chemische, sanft zur Haut, die hohe Filtrations ist, BFE 99,5, PFE 99,7% bei 0,1 Mikron;
- 4) medienbeständig, latexfrei, glasfaserfrei, geruchsneutral;
- 5) TYP IIR Qualitätsstandard, bequem für medizinische Fachkräfte und Pflegepersonal;
- 6) Sie werden vor allem in Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Zahnkliniken und Apotheken eingesetzt.

Verpackung von chirurgischen Designer Gesichtsmasken

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;
1 * 20 GP Behälter können 1.400.000 Stück von Masken, 700 ctns halten;
1 * 40 HC Container kann 3.450.000 Stück der Maske, 1725 ctns halten.
Oder wie Ihre Anforderungen.

Die Handelsbedingungen von Designer-chirurgische Gesichtsmasken

MOQ	100.000 Stück
Preis	Verhandelbar
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	1.000.000 Stück / Tag, 1 * 40 HQ Container kann in 15 Tagen fertig sein
Lieferzeit	Normalerweise bestätigt 30 Tage nach der Bestellung
Sample	Probe frei ist, kann auch in 2 Tagen vorbereitet werden

Bild von Filtermaske

