

Chirurgische PP Vlies Einweg Round bouffant Caps Hersteller

Spezifikation:

Element	Chirurgische PP Vlies Einweg Round bouffant Caps Hersteller
Material	g, 10 g, 12 g, 14 g, 18 g, 20 g, 25 g etc
Stil	Elastisch (Latex frei), Einzel-und Doppel-elastische Stil
Farbe	weiß, blau, grün
Verpackung	100pcs/Beutel, mm/CTN
Verpackungs-Design	Alle innere Kiste und Karton drucken können als Ihr Design sein
Anwendungen	Krankenhaus klinische medizinische Fachkräfte und Patienten. Dust-Free Workshop, Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronische Fertigung und so weiter
MOQ	100.000 Stk.
Qualitätskontrolle	1. Wir werden nicht anfangen, die Produkte zu bilden, bis Sie das Probe bestätigen. 2. die Verpackung ist wasserdicht, feucht-Proof und versiegelt
Zertifikat	CE, ISO13485, FDA

