

Product details

Detalle de la fábrica de China naranja monos desechables:

trajes de PP (2 piezas Pantalones & amp;) Top con cuello en V con enclavamiento

1. Con capucha sin arranque, 2 piezas (pantalones & amp; arriba)
2. elástico en puños y tobillos, elástico en la capucha, 5 cm elástica alrededor de la cintura.
3. No hay cremalleras, botones y no hay ningún gancho y lazo en la parte superior. Costura en el centro de la parte frontal de la parte superior.
4. Material: PP no tejido muy suave, de color blanco. Con el cambio Crouch.
5. Tamaño: M (Top 74x116cm, 106x112cm inferior)
Tamaño: L (Top 78x124cm, 108x116cm inferior)
Tamaño: XL (Top 82x130cm, 112x120cm inferior)
Tamaño: 2XL (Top 88x136cm, 120x124cm inferior)
Tamaño: 3XL (Top 94x142cm, 128x132cm inferior)
Tamaño: 4XL (Top 100x148cm, 136x138cm inferior)
Tamaño: 5XL (Top 106x154cm, 142x144cm inferior)
6. Tamaño de la etiqueta en la parte superior; impresión en bolsas de polietileno con el tamaño.

Características China naranja fábrica de monos desechables:

1. Peso ligero, transpirable; material blando y el medio ambiente
2. duradero y cómodo; Sin olor, sin estimulación
3. utiliza extensamente para la fábrica de alimentos, taller sin polvo, clínica, la industria de la protección

Presupuesto China naranja fábrica de monos desechables:

Nombre	la fábrica de porcelana de monos desechables naranja, mayorista dos piezas batas desechables, pp naranja con capucha ropa de trabajo de color naranja
tamaño	S-5XL
materiales	PP50g
Gramo	50g o como petición
MOQ	5,000pcs
Color	naranja, etc
Estilo	1. con capucha sin arranque, 2 piezas (pantalón & amp; parte superior) 2.Elastic en puños y tobillos, elástico en la capucha, 5 cm elástica alrededor de la cintura. 3.No cremalleras, botones y no hay ningún gancho y lazo en la parte superior. Costura en el centro de la parte frontal de la parte superior.
Embalaje	1suit / bolsa de plástico, 50suits / CTN o como su petición
El tiempo de entrega	1 * 40HQ contenedor se puede acabar dentro de 15-20days.
Características	Uso protector de seguridad, peso ligero, conveniencia, flexible, económico, suave.
Forma de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
Muestra	Muestra gratuita, se puede suministrar libre para comprobar la calidad de su plazo de 2 días
certificados	ISO13485. CE, FDA, Type5 & amp; 6
aplicaciones	utilizado en la seguridad médica de protección, taller aséptica, aislamiento protector, en la industria electrónica de minería, alimentos granja industrial de riesgo biológico cría de animales y así sucesivamente.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are you a manufacturer or a commercial company, and when was your company established?

R: Yes, we are directly from the manufacturer, our factory was established in 2003, we have our own company for the rights exported in 2013.

Q: 2. What is the annual volume of business for your company?

R: Normally it is around USD 18 million, 20 million, which is still in growth.

Q: 3. Does your company have a quality management system such as ISO, EN or certified (s) by CE?

R: Yes, we have CE, ISO13485, FDA. Certificate of scope and Nelson.

Q: 4. Can I get the samples free for quality verification? How long can I get them?

R: Yes, our samples can be provided free of charge within 3-7 days.

The happy time with customers

