

Product details

Las características clave incluyen:

- 1} Hoja de transferencia del paciente es eDiseño asy-slide, sellado por ultrasonidos
- 2) El rendimiento de la tela es inmensamente fuerte, Polipropileno 100gsm hacia arriba, o PP + PE 100gsm arriba.
- 3) los Hoja de diapositivas de transferencia Puede mantener el peso 300 LBS hacia arriba, FunFacilita la transferencia de pacientes.
- 4) Ligero, LunTex gratis, Compacto y fácil de almacenar
- 5) Personal de un solo uso-protección y pacientes de infección cruzada, doMás efectivo
- 8) El tamaño normal de Hoja de transferencia no tejida de un solo uso : Los 195cm * 85cm, o como sus requisitos.


La hoja de especificaciones

Material	PP, PP + PE
Color	Blanco, azul, verde....etc
Estilo	Sellado por ultrasonidos, Con agujero en el lado de la longitud
tamaño	195cm*85cm unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.orgSe puede hacer según la demanda del cliente)
Solicitud	Hospital, centro de emergencias
MOQ	5.000 piezas
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PAGAipal
Capacidad de suministro	10,000pcs /Día, 1 * 40 HQ contenedor puede ser terminado en 15 días
El tiempo de entrega	Según la cantidad, Normalmente 30 días después del depósito
Detalles de empaque	Estéril: 1 PC /Plástico de papel bolso, 50 unidades / Ctn No esterilizar: 1 PC / bolso, 50 PC / ctn O como sus necesidades

Atención de la hoja de transferencia no tejida de uso único:

- 1} Guárdelo en lugar seco y frío ;
- 2) Por favor deje de utilizando Si eso'Está sucio ;
- 3) Usando en Hospital o hotel dónde La gente quiere ahorrar tiempo de limpieza.

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

