

## Product details

### Detalles de información de PE desechable revestido PP mono amarillo:

1. Desechable PE recubierto con un mono amarillo PP está hecho de material de protección de aislamiento de alto rendimiento.
2. Con cuello sin arranque, una junta las piezas, Elástica en la muñeca y tobillos,
3. Con cremalleras, botones y no hay ninguna velcro en la parte superior. Costura en el centro de la parte frontal de la parte superior.
4. Material: no tejido muy suave PP + PE película.

### Características de desechable con recubrimiento PE PP mono amarillo:

1. Peso ligero, transpirable; material blando y el medio ambiente
2. duradero y cómodo; Sin olor, sin estimulación
3. utiliza extensamente para la fábrica de alimentos, taller sin polvo, clínica, la industria de la protección

### Especificaciones de desechable con recubrimiento PE PP mono amarillo:

Material	PP + PE
gramaje	30g
Color	amarillo
tamaño	S-6XL o como su petición
Estilo	Con cuello, y sin arranque, cierre frontal; puños elásticos, tobillos elásticos, con elástico en la cintura
Embalaje	5pcs / bolsa, 10 bolsas / caja o 1pcs / bag, 50pcs / ctn
El diseño que embala	Toda la impresión bolsas y cartón interno puede ser como su diseño
certificaciones	CE / ISO13485 / FDA

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**Q: 1. Are que un fabricante o una empresa comercial, y cuando se estableció su empresa?**

R: Sí, somos directamente del fabricante, nuestra fábrica fue establecida en 2003, tenemos nuestra propia compañía de los derechos exportados en 2013.

**Q: 2. ¿Cuál es el volumen de negocios anual para su empresa?**

R: Normalmente es de alrededor de USD 18 millones, 20 millones, que todavía está en el crecimiento.

**Q: 3. ¿Tiene su empresa un sistema de gestión de calidad como la ISO, EN o certificado (s) de la CE?**

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.

**Q: 4. ¿Puedo consigo las muestras libres para la comprobación de la calidad? Cuanto tiempo puedo conseguirlo?**

R: Sí, nuestras muestras se pueden suministrar libre el plazo de 3-7 días.

## The happy time with customers

