

## **Tapas desechables no tejidas, gorra de enfermera Disposabel, gorra quirúrgica de Bouffant con elástico único**

Está hecho de PP no tejido, costura y estilo automático \

### **Ventajas:**

- 1, buena protección, peso ligero, sin látex.
- 2, estilo de costura, uso cómodo.
- 3, colores blanco, azul, verde, amarillo, rosa, naranja, rojo pueden estar disponibles.

### **Indicaciones**

Para el hospital clínico médico y pacientes, taller de trabajo libre de polvo, fábrica de alimentos.

### **Clip de tapas de embalaje**

100PCS / bag, 2000pcs / carton. Tamaño del cartón: 58 \* 25 \* 27 cm 1 \* 20 pies puede cargar 715CTNS, total 1430000 piezas. 1 \* 40HQ puede cargar 1737CTNS, total 3474000pcs.

Nombre	Gorras elásticas quirúrgicas desechables no tejidas
Material	PP 10-30g
Estilo	Tapa Bouffant, tapa de clip, gorra de mafia, gorra de médico
Color	blanco, verde, azul, amarillo, rosa, rojo, naranja, etc.
Embalaje	100 piezas / bolsa, 2000 piezas / ctn
diseño de embalaje	Toda la impresión de bolsas y cartones internos puede ser como su diseño
MOQ	100,000pcs
Muestra	se puede suministrar gratis para su control de calidad dentro de 3 días.
Forma de pago	T / T, Paypal, Western union, L / C, D / A, D / P
El tiempo de entrega	Capacidad: 200,000pcs / day, 1 * 40HQ se puede terminar dentro de 10-15days.
Puerto FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

### **La imagen de la tapa bouffant desechable**















[http:// https://membercenter.made-in-china.com/](http://https://membercenter.made-in-china.com/)