

## **Casquillos desechables no tejidos, casquillo de enfermera desechable, casquillo quirúrgico Bouffant con un solo elástico**

Está hecho de PP no tejido, cosido y estilo automático.

### **Ventajas**

1. Buen protector, peso ligero, sin látex.
2. Estilo de costura, uso cómodo.
3. Los colores blanco, azul, verde, amarillo, rosa, naranja, rojo pueden estar disponibles.

### **Indicaciones**

Para pacientes y médicos clínicos del hospital, taller libre de polvo, fábrica de alimentos.

### **Embalaje de tapas de clip**

100PCS / bolsa, 2000PCS / caja. Tamaño del cartón: 58X25X27cm 1 \* 20 contenedor puede cargar 715ctns, total 1430, 000PCS. El contenedor 1 \* 40 puede cargar 1737ctns, total 3474, 000PCS

Nombre Gorros elásticos no tejidos quirúrgicos desechables

Material PP 10-30g

Gorra Style Bouffant, gorra de clip, gorra de mob. tapa de la fregona. gorro médico

Tamaño 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 22 ", 24 "

Color blanco, verde, azul, amarillo, rosa, rojo, naranja, etc.

embalaje 100 pcs / bolsa, 2000pcs / ctn diseño de embalaje, todas las bolsas interiores y la impresión de cartón pueden ser como su diseño

MOQ 100.000 piezas La muestra se puede suministrar gratis para su control de calidad en 3 días

Forma de pago T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,

Capacidad de tiempo de entrega: 200,000pcs / day, 1 \* 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;

Puerto FOB Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou